



MATERIALES PURULENTOS Y VARIOS

Líquidos de Punción: pleural, ascítico, pericárdico

Se deben enviar en tubo estéril con tapa a rosca. Se recoge con heparina estéril 2 gotas por tubo para 10ml de muestra. En infecciones donde se sospecha participación de bacterias anaerobias lo ideal es colocar la muestra, por punción y evitando formación de burbujas, en un frasco de TAB (Transporte Anaerobios Britania) o en Caldo Tioglicolato disponible en el SE.DI.ByA. La muestra debe mantenerse a temperatura ambiente. Una alternativa es ponerlas en un frasco de emocultivo a 37°C.

Biopsias y Tejidos

Limpiar exhaustivamente la superficie con uno o más hisopos embebidos en solución fisiológica estéril. Desinfectar la zona de la punción con alcohol yodado, dejar actuar un minuto y, dado que el arrastre de lugol puede negativizar el resultado, sacar este limpiando la zona con alcohol. Dejar evaporar el alcohol luego de limpiar. Proceder a efectuar la biopsia, la superficie mínima deberá ser de 1x1cm. Colocar en tubo o frasco estéril seco con tapa a rosca y enviarla al laboratorio.

Piel y Partes Blandas

La muestra ideal es por punción aspiración de la herida de lo contrario hisopado. Limpiar exhaustivamente la superficie con uno o más hisopos embebidos en solución fisiológica estéril. Desinfectar la zona de la punción con alcohol yodado, dejar actuar un minuto y, dado que el arrastre de lugol puede negativizar el resultado, sacar este limpiando la zona con alcohol. Dejar evaporar el alcohol luego de limpiar. Introducir la aguja y colocar la muestra en tubo estéril con tapa a rosca. Si la toma de muestra es por hisopado rotar un par de veces en la superficie de la lesión e introducir el hisopo en medio de transporte Stuart.

Muestras Vaginales y Uterinas

Introducir el hisopo que se enviará al laboratorio en la profundidad del órgano y rotar un par de veces. Enviar inmediatamente al laboratorio para su procesamiento, de lo contrario introducir el hisopo en medio de transporte Stuart.

Si la muestra es obtenida por cepillado uterino, extraer en condiciones asépticas la vaina protectora e introducir el cepillo en medio de transporte Stuart para su envío al laboratorio.



Muestras conducto auditivo externo

Cortar el pelo alrededor del meato auditivo externo. Limpiar la superficie externa del meato y alrededores con uno o más hisopos embebidos en solución fisiológica estéril. Introducir el hisopo que se enviará al laboratorio en la profundidad del conducto auditivo y rotar un par de veces. Enviar inmediatamente al laboratorio para su procesamiento, de lo contrario introducir el hisopo en medio de transporte Stuart.

Muestras oculares

Deberá realizarse en las etapas incipientes o en las más agudas de la infección y antes de la aplicación de antimicrobianos o de anestésicos locales ya que tienden a arrastrar los microorganismos del saco de la conjuntiva. Las muestras se recogen con hisopos estériles y se introducen en medio de transporte Stuart.