



## MUESTRAS PARA SERVICIO DE ANTIMICROBIANOS

### **Poder Bactericida del Suero (PBS)**

Como es una prueba que estudia la interacción entre el microorganismo infectante, el antibiótico administrado y el suero del paciente, primero hay que preguntar al SE.DI.ByA si tiene la bacteria aislada y coordinar cuando se va a efectuar.

Como se estudia la capacidad bactericida del suero cuando el antimicrobiano ha alcanzado (teóricamente) concentraciones máximas (pico) y mínimas (valle), se debe extraer sangre del paciente a los 30-60 minutos de administrada la dosis del antibiótico, y justo antes de administrar la próxima dosis. Se debe enviar sangre en tubo seco estéril al laboratorio.